

**DO NOT USE UNLESS SPECIFICALLY INDICATED OTHERWISE.** EENZIG ALVANDER GEBRUIK EN WERKZIJVE TOEGELAAT. BIJ ALLE OVERIGE SITUATIES TOEGELAATTE TOEGEBREUKE NIET TOEGELAAT.

**FOR PROFESSIONAL DENTAL USE OR RECOMMENDED INDICATIONS ONLY (SEE 2. INDICATIONS FOR USE).**

### 1. Product description

Ceramir® Bico ceramic Implant Cement is a permanent, radiopaque bioceramic cement. The main component in the powder is calcium phosphate (calcium phosphate). The cement, which hardens as a result of a chemical reaction, is self-setting.

In Ceramir Bico ceramic Implant Cement QuikCap, the cement is supplied in a ready-to-use pre-filled cartridge. The minimum volume of mixed cement delivered from one capsule is 0,17 ml.

For use with the Ceramir Bico ceramic Implant Cement, you will need a Ceramir Bico ceramic Applicator and Ceramir Applicator 2 from Daxa Dental AB.

### 2. Indications for use

Ceramir Bico ceramic Implant Cement is intended for permanent cementation of dental implants. The cement, which hardens as a result of a chemical reaction, is self-setting.

Ceramir Bico ceramic Implant Cement is intended for permanent cementation of dental implants. The cement, which hardens as a result of a chemical reaction, is self-setting.

- Metall and porcelain fused to metal restorations
- High strength ceramic restorations suitable for conventional cementation (e.g. alumina, alumina and lithium disilicate)

### Precautions

Ceramir Bico ceramic Implant Cement contains polycrylic acid, which can be irritating to eyes and skin. Avoid contact with eyes. In case of contact, flush thoroughly with water. Rinse immediately with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical care.

- Do not use on patients with known allergy to polycrylic acid. In rare cases, allergic reactions have occurred in some persons. If such reactions are observed, discontinue the use of the product and consult a physician.

### 3. Step-by-step instructions

**Note:** Do not use any pre-treatment agents, e.g. slanes, primers or bonding agents when cementing with Ceramir Bico ceramic Implant Cement. Use of any such pre-treatment agents may compromise the bonding of the cement.

- Temporary preparation
  - Remove implantation unit and rinse with water.
  - Air dry for 30 seconds.
  - Dry the operation field with for example cotton rolls.
- Preparation of the restoration

### Lithium Disilicate

Eth with HF acid according to manufacturer's instructions. Do not use any pre-treatment agents, e.g. slanes, primers or bonding agents.

All other restorations

Do not use any pre-treatment agents, e.g. slanes, primers or bonding agents when cementing with Ceramir Bico ceramic Implant Cement. Use of any such pre-treatment agents may compromise the bonding of the cement and the restoration.

At all steps, care can be used if recommended by the restoration manufacturer.

**ATTENTION: WORK QUICKLY** Start mixing immediately following activation (the reaction between the liquid and powder starts directly after activation).

- Apply cement
  - Cover the restoration with the applicator. Push the minimum volume of mixed cement delivered from one capsule into a hard, flat surface of the plunger until it stops (Fig. 1).
  - Remove the applicator. Bring the applicator into body of the capsule using holding cap (Fig. 1).

### 3.4 Mixing

- Mix the powder and capsule in a high-speed oscillating (4000 to 5000 rpm) or rotating capsule mixer (Fig. 2).
- Mix for 30 seconds.

### 3.5 Application

- Apply the cement to the capsule into the applicator using the grooves to hold it in place (Fig. 4).
- Genly cise the doing level (Fig. 3a) two times to push the cement level into the capsule.
- Then apply the cement by gently squeezing the lever two more times. (Fig. 5)
- After application, remove the empty capsule using the applicator release button (Fig. 3b)

**Working and setting times**

- Working time (from end of mixing) at 23°C/73°F: 2 minutes.
- Setting time (to reach the maximum strength) is 3 to 8 minutes.

**Note:** Room temperatures above 23°/73°F will accelerate setting and reduce the working time available.

### 3.6 Seating and finishing

Remove the excess cement under pressure. To avoid any movements, until the cement reaches a rubber like consistency (approx. 2 min) (Fig. 4-7).

Remove excess material when the cement has reached the rubber-like consistency (Fig. 8).

Keep the restoration stabilized for an additional 4 minutes (Fig. 9). This will ensure the strength of the reaction (especially the grafted silica) and remove any remaining cement.

Advise the patient not to load their restoration for the first hour after cementation.

### 4. Cleaning the applicator

Always clean with standard cleaning agents, e.g. alcohol-based spray disinfectants.

Clean Ceramir Applicator 2 with alcohol soaked gauzes. Do not use chemical sterilants. Disinfectants can cause damage to the capsule.

AUTOCLAVE: Autoclave up to a maximum temperature of 140°C. Follow autoclave manufacturer's instructions for use. Do not ultrasonic clean.

### 5. Storage and shelf life

Ceramir Bico ceramic Implant Cement QuikCap capsules of temperatures between 4°C/39°F and 20°C/68°F. Do not open the aluminum pouch until immediately before use.

Do not use Ceramir Bico ceramic Implant Cement QuikCap capsules after their expiry date.

### Warranty

Daxa Dental AB warrants that the Product will be free from defects in material and manufacture. This warranty shall (i) only apply within the Product's shelf life/expiry date (the "warranty period") and (ii) further only if the Product has been used strictly in accordance with the instructions for use. DAXA DENTAL AB MAKES NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING THE PRODUCT. THE PROVISIONS OF THIS WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS. Daxa is not responsible for any third party's misstatements or the accuracy of the Product's information.

**Limitation of Liability** If this Product is found defective within the Warranty Period, your exclusive remedy shall be a replacement of the Product. EXCEPT WHERE PROHIBITED BY LAW, DAXA DENTAL AB WILL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM THE PRODUCT, WHETHER DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL INCLUDING LOSS OF PROFITS, REGARDLESS OF THE THEORY ASSERTED, INCLUDING WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR STRICT LIABILITY.

**Trademarks** Ceramir is a trademark of Daxa Dental AB. Date of latest revision: 2019-01-16.

**LOI** Both code      Radiopaque      Capsule      Applicator

Temperature limitation      Capsule      Applicator

Use by      Capsule      Applicator

Consulting number      Capsule      Applicator

Do not use any pre-treatment agents, e.g. slanes, primers or bonding agents when cementing with Ceramir Bico ceramic Implant Cement. Use of any such pre-treatment agents may compromise the bonding of the cement.

The extended symbol glossary is provided electronically at <http://www.ceramidental.com/symbloc/>.

## DEUTSCH

**NUR FÜR FACHEBERECHTE VERWENDUNG IM DENTALBEREICH ENTSPRECHEND DEN EMPFEHLUNGEN (SIEHE 2. ANWENDUNGSBEREICHE).**

### 1. Produktbeschreibung

Ceramir® Bico ceramic Implant Cement ist ein dauerhaftes, röntgenopakes Bioceramik-Zement. Der Hauptkomponente im Pulver ist Calciumphosphat (Calciumphosphat). Der Zement, der härtet infolge einer chemischen Reaktion, ist selbstverfestend.

In Ceramir Bico ceramic Implant Cement QuikCap ist der Zement in einem Mischbehälter und direkt in einer Kapsel enthalten. Das Volumen des Zementes, das von einer Kapsel abgeleitet wird, beträgt 0,17 ml.

Für die Verwendung sind ein Kapselapplicator und ein Mischgerät notwendig. Wir empfehlen Ceramir Applicator und Ceramir Applicator 2 von Daxa Dental AB.

### 2. Anwendungsgebiete

Ceramir Bico ceramic Implant Cement eignet sich für die dauerhafte Zementierung von Zahnimplantaten:

- Metall und Porzellan, die auf Metall-Restaurationen aufgebracht werden
- Hochfeste Keramik-Restaurationen, die für konventionelle Zementierungen (z.B. Aluminium, Aluminium und Lithium-Disilikat) geeignet sind

### Vorichtsmaßnahmen

Ceramir Bico ceramic Implant Cement enthält Polycarbonsäure, die die Augen oder die Haut reizen kann. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abspülen. Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.

Nicht bei Patienten anwenden, die allergisch auf Polycarbonsäure empfindlich sind. In seltenen Fällen ist bei einigen Personen zu einer erhöhten Empfindlichkeit führen. Wenn solche Reaktionen beobachtet werden, brechen Sie die Verwendung des Produkts ab und wenden Sie sich an einen Arzt.

### 3. Anweisungsschritte

**Wichtig:** Verwenden Sie keine Mittel für die Vorbehandlung, wie Slane, Grundmörtel oder Bindemittel, wenn Sie mit Ceramir Bico ceramic Implant Cement Zementieren. Die Verwendung dieser Mittel für die Vorbehandlung kann die Haftung des Zements beeinträchtigen.

### 3.1 Abtunten-Vorbereitung

- Temporäre Vorbereitung
  - Entfernen Sie das Implantat und spülen Sie mit Wasser spülen.
  - Vorsichtig mit Ölfaser Luft an der Luft trocknen.
  - Dass Operationsfeld trocknen, beispielsweise mit Wattebäusche.

### 3.2 Vorbereitung der Restauration

**Lithiumdisilikat**

Etwas mit HF-Säure (gemäß den Hersteller mit Flusssäure abätzen). Verwenden Sie keine Mittel für die Vorbehandlung, wie Slane, Grundmörtel oder Bindemittel.

### 3.3 Restaurationen

Verwenden Sie keine Mittel für die Vorbehandlung, wie Slane, Grundmörtel oder Bindemittel, wenn Sie mit Ceramir Bico ceramic Implant Cement Zementieren. Die Verwendung dieser Mittel für die Vorbehandlung zerstört die Haftung zwischen dem Zement und der Restauration.

Mit Ultraschall kann gearbeitet werden, wenn vom Hersteller der Restauration empfohlen.

### 3.3 Aktivierung

**ACHTUNG: ARBEITEN SIE SCHNELL.** Nach der Aktivierung beginnt die Aushärtung der Kapsel mit dem Mischen (die Reaktion zwischen der Flüssigkeit und dem Pulver beginnt direkt nach der Aktivierung).

Offnen Sie die Kapsel so, dass Sie einen Mischbehälter und nehmen Sie die Kapsel heraus.

Halten Sie die Kapsel fest – mit dem Mischbehälter und Ihnen gerichtet – gegen eine feste, ebene Oberfläche (Abb. 1).

Drehen Sie fest nach unten und heben Sie den Mischbehälter in den Mischbehälter. Bis er anhört (Abb. 2).

### 3.4 Mischen

Offnen Sie die Kapsel umgeben in einen Mischbehälter mit Hochgeschwindigkeits (4000 bis 5000 U/min) oder ein Rotor-Kapselmischer (Abb. 2).

### 3.5 Applikation

Legen Sie die Kapsel sofort in den Applikator, nutzen Sie dabei die Nut, um die Kapsel zu führen (Abb. 4).

Bringen Sie den Applikator vorsichtig zweimal, damit der Zement in die Spitze gedrückt wird (Abb. 3a).

Tragen Sie den Zement dann ab, indem Sie den Hebel zwei weitere Male drücken (Abb. 3b).

**Arbeitszeiten und Aushärtungszeit**

Arbeitszeit (ab Ende der Mischung) bei 23°C/73°F: 2 Minuten. Aushärtungszeit (bis der Zement vollständig gehärtet ist) beträgt 3 bis 8 Minuten (Abb. 4-7).

**Wichtig:** Raumtemperaturen über 23°C beschleunigen das Aushärten und reduzieren die zur Verfügung stehende Arbeitszeit.

### 3.6 Befestigung und Nachbearbeitung

Platzieren Sie die Restauration und stabilisieren Sie diese unter Druck, um jegliche Bewegungen zu vermeiden. Bis der Zement eine rubberartige Konsistenz erreicht hat (ca. 2 Minuten) (Abb. 4, 5, 6, 7).

Entfernen Sie überschüssiges Material, wenn der Zement die gummiartige Konsistenz erreicht hat (Abb. 8).

Halten Sie die Restauration für 4 weitere 4 Minuten (Abb. 9). Dies wird sicherstellen, dass die Restauration ordnungsgemäß (insbesondere bei der lithiumdisilicatisierten) und entfernen Sie restlichen Zement.

Wenden Sie die Patienten an, die Restauration in der ersten Stunde nach der Zementierung nicht zu belasten.

### 4. Reinigung des Appliktors

Der Ceramir Applicator kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln, z. B. Desinfektionslösung auf Alkoholbasis, gereinigt werden.

Reinigen Sie Ceramir Applicator 2 mit alkoholhaltigen Gaze. Nicht mit chemischen Sterilanten oder Desinfektionsmitteln. Nicht verwenden Sie ultrasonische Reinigungsmittel oder chemische Sterilanten. Desinfektionsmittel können die Kapselfunktion beeinträchtigen.

AUTOCLAVIEREN: Autoclavieren Sie bis zu einer Temperatur von 140°C. Folgen Sie den Anweisungen für die Autoclavierung. Reinigen Sie nicht mit Ultraschallgeräten.

### 5. Aufbewahrung und Haltbarkeit

Behalten Sie Ceramir Bico ceramic Implant Cement QuikCap-Kapseln bei Temperaturen von 4°C bis 20°C auf. Öffnen Sie den Aluminiumbeutel erst vor dem Gebrauch.

Verwenden Sie keine Ceramir Bico ceramic Implant Cement QuikCap-Kapseln, deren Gebrauchsdatum abgelaufen ist.

### Handelsmarken

Ceramir ist eine Handelsmarke von Daxa Dental AB.

Datum der letzten Überarbeitung: 2019-01-16.

**LOI** Röntgenfähig      Radiopaque      Capsule      Applicator

Verwenden Sie keine Mittel für die Vorbehandlung, wie Slane, Grundmörtel oder Bindemittel, wenn Sie mit Ceramir Bico ceramic Implant Cement zementieren. Die Verwendung dieser Mittel für die Vorbehandlung kann die Haftung des Zements beeinträchtigen.

Do not use any pre-treatment agents, e.g. slanes, primers or bonding agents when cementing with Ceramir Bico ceramic Implant Cement. Use of any such pre-treatment agents may compromise the bonding of the cement.

## FRANCAIS

**À L'USAGE DÉTACHÉ PROFESSIONNEL DANS LE CADRE DES INDICATONS RECOMMANDÉES LINGUISTIQUE (VOIR PARAGRAPHE 2. INDICATIONS D'EMPLOI).**

### 1. Description du produit

Ceramir® Bico ceramic Implant Cement est un ciment biocéramique permanent et radiopaque. Il principal composante du poivre est le phosphate de calcium (phosphate de calcium). Le ciment, qui durcit comme résultat de une réaction chimique, est auto-durcissant.

Dans Ceramir Bico ceramic Implant Cement QuikCap, le ciment est fourni sous forme de pré-remplissage, conçu pour le mélange et l'application directe. Le quantité minimum de ciment tiré par capsule est de 0,17 ml.

Pour l'utilisation de Ceramir Bico ceramic Implant Cement, vous aurez besoin d'un applicateur et d'un appareil de mélange prêt requis pour son utilisation. Nous recommandons Ceramir Applicator et Ceramir Applicator 2 de Daxa Dental AB.

### 2. Indications d'emploi

Ceramir Bico ceramic Implant Cement est indiqué pour le scellement permanent en lits pilares de l'implants de:

- Restaurations en métal et porcelaine fondue sur métal
- Restaurations en céramique à haute résistance indusées pour la cimentation conventionnelle (par exemple, oxyde d'zinc, oxyde de zinc et oxyde de silice) (e.g. alumina, alumina and lithium disilicate)

### Pre-traitements d'usage

Ceramir Bico ceramic Implant Cement contient de l'acide polycarboxylique, qui peut être irritant pour les yeux et la peau. Évitez tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec la peau, rincez abondamment l'eau claire. En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment l'eau claire et consultez un médecin.

Né pas utiliser sur des patients ayant des allergies connues à l'acide polycarboxylique. Dans de rares cas, ce produit peut provoquer une sensibilité accrue des patients. Si une telle réaction est observée, arrêtez immédiatement l'utilisation du produit et consultez un médecin.

### 3. Instructions à suivre pas-à-pas

**Remarque :** N'utilisez aucun agent de pré-traitement (slanes, apprêts ou liants) pour effectuer un scellement avec Ceramir Bico ceramic Implant Cement. L'utilisation d'un tel pré-traitement peut compromettre l'adhésion du ciment.

**3.1 Préparation de l'ancre**

- Retirer le ciment temporaire et rincer à l'eau.
- Sécher à l'air (gr. soit être exempt d'humidité).
- Sécher le champ opératoire, par exemple à l'aide de rouleaux de coton hygiénique.

### 3.2 Préparation de la restauration

**Désinfecter avec du Lithium**

Utilisez avec des dilués HF selon les instructions du fabricant. N'utilisez aucun agent de pré-traitement (slanes, apprêts ou liants) pour effectuer un scellement avec Ceramir Bico ceramic Implant Cement. L'utilisation d'un pré-traitement de ce type peut compromettre l'adhésion entre le ciment et la restauration.

### Toutes les autres restaurations

N'utilisez aucun agent de pré-traitement (slanes, apprêts ou liants) pour effectuer un scellement avec Ceramir Bico ceramic Implant Cement. L'utilisation d'un pré-traitement de ce type entraînera l'adhésion entre le ciment et la restauration.

L'activation par jet d'air peut être employée. Cette méthode est recommandée par le fabricant de la restauration.

**ATTENTION: TRAVAILLER RAPIDEMENT** Commencer à mélanger immédiatement après l'activation (la réaction entre la poudre et le liquide débute tout de suite après l'activation).

Cover l'opération avec le couvercle de la capsule et laissez le ciment se stabiliser pendant 4 minutes (Fig. 9). Cela assurera la résistance de la réaction (surtout la réaction de la silice greffée) et éliminer le ciment résiduel.

Après application, retirez la capsule vide à l'aide du bouton de commande de l'applicateur (Fig. 3b)

**TRAVAILLER EN ALUMINUM ET EN LAITON** Commencez à mélanger immédiatement après l'activation (la réaction entre la poudre et le liquide débute tout de suite après l'activation).

Cover l'opération avec le couvercle de la capsule et laissez le ciment se stabiliser pendant 4 minutes (Fig. 9). Cela assurera la résistance de la réaction (surtout la réaction de la silice greffée) et éliminer le ciment résiduel.

Maintenez la restauration dentaire en position stabilisée pendant 4 minutes supplémentaires (Fig. 9).

Vérifier la zone autour de la restauration dentaire (particulièrement le sursus gingival) et éliminer tout excédent de ciment.

Conseiller au patient de ne pas appuyer sur la restauration dans l'heure suivant le scellement.

### 4. Nettoyage des applicateurs

L'applicateur Ceramir peut être nettoyé à l'aide de nettoyants standard dentaires. Ne pas utiliser de désinfectants à base de alcool.

Nettoyer Ceramir Applicator 2 avec une gaze imbibée d'alcool.

IMPORTANT: Appliquez rigoureusement du lubrifiant pour instrument dentaire. Ne pas utiliser de désinfectants ou de désinfectants chimiques qui entraînent un endommagement à l'applicateur.

AUTOCLAVAGE: Pulvériser avec autoclave à une température maximale de 140°C. Suivez les instructions du fabricant de l'autoclave. Pas de nettoyage par ultrasons.

### 5. Stockage et conservation

Conservé Ceramir Bico ceramic Implant Cement QuikCap capsules à température comprise entre 4°C et 20°C. Ne pas ouvrir l'enveloppe en aluminium avant utilisation immédiate.

Ne pas utiliser les capsules Ceramir Bico ceramic Implant Cement QuikCap capsules après leur date d'expiration.

### 6. Marques commerciales

Ceramir est une marque commerciale de Daxa Dental AB.

Dernière révision: 2019-01-16

**LOI** Radio-opaque      N'utilisez aucun agent de pré-traitement (slanes, apprêts ou liants) pour effectuer un scellement avec Ceramir Bico ceramic Implant Cement. L'utilisation d'un tel pré-traitement peut compromettre l'adhésion du ciment.

**LOI** Radiopaque      Capsule      Applicator

Do not use any pre-treatment agents, e.g. slanes, primers or bonding agents when cementing with Ceramir Bico ceramic Implant Cement. Use of any such pre-treatment agents may compromise the bonding of the cement.

The extended symbol glossary is provided electronically at <http://www.ceramidental.com/symbloc/>.

**LOI** Both code      Radiopaque      Capsule      Applicator

Temperature limitation      Capsule      Applicator

Use by      Capsule      Applicator

Consulting number      Capsule      Applicator

Do not use any pre-treatment agents, e.g. slanes, primers or bonding agents when cementing with Ceramir Bico ceramic Implant Cement. Use of any such pre-treatment agents may compromise the bonding of the cement.

The extended symbol glossary is provided electronically at <http://www.ceramidental.com/symbloc/>.

## ITALIANO

**PER L'USO PROFESSIONALE DENTRICO ESCLUSIVAMENTE NELLE INDICAZIONI RACCOMANDATE (VEDI 2. INFORMAZIONI PER L'USO).**

### 1. Descrizione del prodotto

Ceramir® Bico ceramic Implant Cement è un cemento bioceramico, permanente e radiopaco. Il principale componente nella polvere è l'ossido di calcio, nel liquido è l'acqua. Il cemento, che si indurisce in seguito ad una reazione chimica, è autoindurente.

In Ceramir Bico ceramic Implant Cement QuikCap, il cemento viene fornito in una capsula per il miscelazione e l'applicazione diretta. Il volume minimo di cemento miscelato e applicato per capsula è di 0,17 ml.

Per l'uso si necessita un applicatore della capsula ed un dispositivo di miscelazione. Si raccomandano Ceramir Applicator e Ceramir Applicator 2 di Daxa Dental AB.

### 2. Informazioni per l'uso

Ceramir Bico ceramic Implant Cement è indicato per il fissaggio permanente su monconi di impianti di:

- Metallo e porcellana fusi su restantri in metallo
- Restaui di ceramica altissima resistenza ospitati al fissaggio tradizionale (ad esempio zirconio, alluminio e disilicato di litio)

### Precauzioni

Ceramir Bico ceramic Implant Cement contiene acido poliacrilico, che potrebbe irritare la pelle e gli occhi. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con acqua, sciacquare con abbondante acqua pulita. In caso di contatto con acqua, sciacquare con abbondante acqua pulita. In caso di contatto con acqua, sciacquare con abbondante acqua pulita.

Non usare sui pazienti con allergie note ad acido poliacrilico. In rar casi, il prodotto può causare sensibilità in alcune persone. In presenza di tali reazioni, interrompere l'uso del prodotto e rivolgersi a un medico.

### 3. Istruzioni dettagliate

**Note:** non utilizzare alcun agente di pre-trattamento (ad esempio slani, primer o agenti leganti) prima della cementazione con Ceramir Bico ceramic Implant Cement. L'uso di tal pre-trattamento potrebbe compromettere l'adesione del cemento.

**3.1 Preparazione del moncone**

- Rimuovere il cemento temporaneo e sciacquare con acqua.
- Asciugare delicatamente con aria compressa priva di olio.
- Asciugare la sede dell'intervento con, ad esempio, rotoli di cotone.

### 3.2 Preparazione della restauro

#### Disilicato di litio

Miscelare con acido HF in base alle istruzioni del produttore. Non utilizzare alcun agente di pre-trattamento (ad esempio slani, primer o agenti leganti) durante la cementazione con Ceramir Bico ceramic Implant Cement. L'uso di tal pre-trattamento impedirà l'adesione tra cemento e restauro.

È possibile utilizzare l'abrasione ad aria se raccomandata dal produttore del restauro.

### 3.3 Attivazione

**ATTENZIONE: LAVORARE RAPIDAMENTE** Iniziare a miscelare immediatamente subito dopo l'attivazione (la reazione tra il liquido e la polvere inizia immediatamente dopo l'attivazione).

Aprire la capsula in alluminio ed estrarre la capsula.

Premere con forza la capsula contro una superficie dura e piana, con lo stantuffo rivolto verso il basso (Fig. 1)

Spingere con forza verso il basso, forzando l'ingresso dello stantuffo nel corpo della capsula fino al suo arresto (Fig. 1)

### 3.4 Miscelazione

Inserire immediatamente la capsula in un mixer oscillante ad alta frequenza (4000 a 5000 giri/min) in un mixer a capsule rotativo (Fig. 2)



